



Varenummer 1999914426

Cryopatron,, CryoIQ



Produktbeskrivelse

Gaspatron 25 gram N2O med ventil til model CryoIQ® DERM, DERM plus, PRO og Cryoalfa® SUPER.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Cryopatron,,
Varemærke	CryoIQ
Vægt, netto	25 g
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	11.3 cm	2.7 cm	2.7 cm	7350006441011



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.