



Varenummer 1999914427

Cryopatron, CryoIQ, 4 x 25 g



Produktbeskrivelse

Gaspatron 25 gram N2O med ventil til model CryoIQ® DERM, DERM plus, PRO og Cryoalfa® SUPER.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Cryopatron,
Varemærke	CryoIQ
Features	4 x 25 g
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	4 stk	12 cm	10.8 cm	2.9 cm	7350006441035



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.