


**Varenummer** 1999914506

## Bakke, C 2325-1B, 32,5x26,5x8cm, 5100 ml, evolve, CPET, 1-rums, standard serie, 1/2 GN

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Eget til forsejling



### Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2325-1B
Sekundær farve	Evolve
Features	Standard serie, 1/2 GN
Materiale	CPET
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	26.5 cm
Højde	8 cm
Vægt, netto	133 g
Vægt, brutto	133 g
Rumindhold, brutto	5100 ml
Tykkelse	1200 micron
Antal rum	1-rums
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Temperaturtolerance	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer op til stuetemperatur, samt i 2 timer ved temperaturer op til 220C.
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsopbevaring ved temperaturer mellem -40oC og stuetemperatur, samt i 6 timer ved 75oC. Produktet kan ydermere anvendes til opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 200oC og i 30 minutter ved 225oC.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	80 stk	56.5 cm	40.3 cm	37.5 cm	5703969025736



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.