



Varenummer 1999914506

Bakke, C 2325-1B, 32,5x26,5x8cm, 5100 ml, evolve, CPET, 1-rums, 5100 ml, standard serie, 1/2 GN, 72% RPET + 28% PET

- ✓ Eget til ovn
- ✓ Eget til mikroovn
- ✓ Eget til alle fødevarer
- ✓ Eget til forsegling



Produktbeskrivelse

C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bakke
Model	C 2325-1B
Sekundær farve	Evolve
Features	Standard serie, 1/2 GN, 72% RPET + 28% PET
Materiale	CPET
Længde/dybde	32.5 cm
Bredde	26.5 cm
Højde	8 cm
Vægt, netto	133 g
Vægt, brutto	133 g
Rumindhold, brutto	5100 ml
Tykkelse	1200 micron
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	5100 ml
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EU) 2022/1616, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, (EF) 1895/2005
Anvendelsestemperatur	Produktet kan anvendes til langtidsoptbevaring ved temperaturer mellem -40°C og stuetemperatur. Produktet kan ydermere anvendes til opvarmning i 2 timer ved temperaturer op til 200°C og i 30 minutter ved 220°C.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	80 stk	56.5 cm	40.3 cm	37.5 cm	5703969025736



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er fryseseikkert.



Produktet kan bruges i mikrobølgeovnen.



Produktet kan bruges i ovnen.