

Varenummer 1999914512

Tampontang, 22cm, Kelly, med automatisk låsesystem, engangs, steril**Produktbeskrivelse**

Steril KELLY tampontang med automatisk låsesystem. Tampontangen er fremstillet i blå plast og er til engangsbrug. Gribefladen er flad og rillet og låses automatisk, når håndtaget klemmes sammen.

STERILE**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Tampontang
Features	Kelly, med automatisk låsesystem, engangs, steril
Længde/dybde	22 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	37 cm	26 cm	15 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt