



Varenummer 1999914528

Stigbøjlebeholder, Seers GP Gynea, 33x17,7x10,7cm, Ø1,5cm, til 3-delt GP Gynea leje



Produktbeskrivelse

Stigbøjlebeholderne til gynækologisk undersøgelsesleje. Passer på gynækologiske lejer hvor diameteren i hullet på beslagene er lig med eller større end 15 mm. Benholder og skinne følger med

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stigbøjlebeholder
Varemærke	Seers
Vareserie	GP Gynea
Features	Til 3-delt GP Gynea leje
Længde/dybde	33 cm
Bredde	17.7 cm
Højde	10.7 cm
Diameter	1.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 par	43 cm	23.2 cm	21.6 cm	
par	1 par				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.