

Varenummer 1999914529

Konnektorplade, Clinitek Status+, uden Wi-Fi



Produktbeskrivelse

Konnektor til Clinitek Status urinanalyseapparat. Anvendes til at forbinde instrumentet til en computer eller et andet informationssystem for at overføre resultater og data bl.a. til Clinitek Status barcodereader.

Tilslutningspladen har et standard DB9 serial stik og et 15-bens D-sub stik, og passer til Clinitek Status urinanalyseapparat.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Konnektorplade
Varemærke	Clinitek
Vareserie	Status+
Features	Uden Wi-Fi
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.