

Varenummer 1999914530

Stregkodelæser, Clinitek Status+, til konnekterplade



Produktbeskrivelse

Barcodereader der via Connectorplade kan tilkobles til CLINITEK Status+.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Stregkodelæser
Varemærke	Clinitek
Vareserie	Status+
Features	Til konnekterplade
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	0 cm	0 cm	0 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.