



Varenummer 1999914577

Synsprøvetavle, 39x62cm, 3 meter,
Eyekey, figurtavle til kabinet



Produktbeskrivelse

Løs synsprøvetavle for tidligere udgaver af lyskabinet. tavlerne måler 39 x 62 cm. Tavlerne er tilpasset sundhedsmyndighedernes anbefalinger om brug af logaritmisk skala. Der er samtidig bevaret muligheden for, at du i en tid endnu kan benytte dig af den gammelkendte decimalfraktions-skala. Du kan derfor kunne vente med at slå over på logaritmisk skala til det måtte blive et decideret krav fra sundhedsmyndighederne. Tavlerne kan vælges med 3 eller 6 meters afstand. 3 meter tavlen fås også som kombitavle figur/bogstav eller som E-tavle.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Synsprøvetavle
Features	3 meter, Eyekey, figurtavle til kabinet
Længde/dybde	39 cm
Bredde	62 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	67 cm	45.5 cm	1.7 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.