

Varenummer 1999914758

**Sprøjte, BD Emerald, 2 ml, luer,
3-komponent, med kanyle 23G x 1, 0,6 x
25mm, steril, engangs**



Produktbeskrivelse

Til skylning, optræk, injektion, blodprøvetagning. Aktiver stempel olien ved at trykke stemplet i bund før brug, hvilket sikrer en mere nøjagtig og blød bevægelse af stemplet. BD Emerald gør sig positivt bemærket ved at have reduceret ressourceforbrug kombineret med høj produktkvalitet. Sprøjterne fra BD Emerald har op til 30% mindre materiale end andre sprøjter.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sprøjte
Varemærke	BD
Vareserie	Emerald
Features	Luer, 3-komponent, med kanyle 23G x 1, 0,6 x 25mm,, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Rumindhold, brutto	2 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	100 stk	42 cm	17 cm	6.6 cm	30382903077404



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er steril