



Varenummer 1999914806

Benholder, Seers GP Gynea, Ø1,5cm, lysegrå

Produktbeskrivelse

Benholder til gynækologiske procedurer. Integreret skumpolster samt kugleleje. Fuldt justerbar for patientens komfort og sikkerhed. Passer til gynækologiske lejer hvor diameterne på beslagene minimum er 15 mm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Benholder
Varemærke	Seers
Vareserie	GP Gynea
Sekundær farve	Lysegrå
Materiale	Skai
Diameter	1.5 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 par	50.8 cm	30.1 cm	26.2 cm	
par	1 par				