



Varenummer 1999914871

Iltmaske, med reservoirpose, barn, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes til iltbehandling ca. 10 liter pr. min. Blød maske med næseklemme af metal. Masken har to sideventiler. Dermed trækker patienten vejret i ren ilt og opnår den højeste mulige iltkoncentration.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Iltmaske
Features	Med reservoirpose, barn
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	46 cm	34 cm	32 cm	7395502062643



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

