



Varenummer 1999914980

Halskrave, Laerdal Stifneck, No Neck, til immobilisering af hals og nakke, voksen

CE

Produktbeskrivelse

Anvendes til immobilisering af hals og nakke, sikrer god adgang for carotis puls kontrol, avancerede luftvejsprocedurer & visuel monitorering af trachea hul. Kompatibel med røntgen, MRI og CT scanner.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Halskrave |
| Varemærke | Laerdal |
| Vareserie | Stifneck |
| Model | No Neck |
| Features | Til immobilisering af hals og nakke, voksen |
| Certifikater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|-------|-----|
| stk | 1 stk | 52.8 cm | 15.6 cm | 2 cm | |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.