

Varenummer 1999915033

Sugesæt, Medena, klar, Rissler, tre slidser, 31 cm, slange 3,5 m, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med operationssug. Ergonomisk design øger kirurgens kontrol og komfort. En kombination af sugespids, design og vakuum kontrol reducerer risikoen for vævstraumer. Atraumatiske aflastningshuller giver bedre sugning, forhindrer fastsugning, minimerer risiko for vævsskader. Håndtag kan udskiftes under operationen uden af frakoble slangen fra sugeenheden.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugesæt
Varemærke	Medena
Farve	Klar
Features	Rissler, tre slidser, 31 cm, slange 3,5 m, steril
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 pk	58 cm	39 cm	41 cm	7395502090936
pk	30 stk	56 cm	37 cm	19 cm	7395502090929



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE