

Varenummer 1999915035

Sugesæt, Medena, klar, Yankauer, fire huls, finger kontrol hul, 25cm, slange 2m, steril



## Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med operationssug. Ergonomisk design øger kirurgens kontrol og komfort. En kombination af sugespids, design og vakuum kontrol reducerer risikoen for vævstraumer. Atraumatiske aflastningshuller giver bedre sugning, forhindrer fastsugning, minimerer risiko for vævsskader. Håndtag kan udskiftes under operationen uden af frakoble slangen fra sugeenheden.

STERILE

## Specifikationer

|                                  |                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sugesæt                                                          |
| Varemærke                        | Medena                                                           |
| Farve                            | Klar                                                             |
| Features                         | Yankauer, fire huls, finger kontrol hul, 25cm, slange 2m, steril |
| Certifikater                     | CE.                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                        |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN            |
|-------|------------|--------|--------|-------|----------------|
| kll   | 2 pk       | 58 cm  | 40 cm  | 42 cm | 07395502091506 |
| pk    | 50 stk     | 56 cm  | 38 cm  | 20 cm | 07395502091490 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE