

Varenummer 1999915035

Sugesæt, Medena, klar, Yankauer, fire huls, finger kontrol hul, 25cm, slange 2m, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med operationssug. Ergonomisk design øger kirurgens kontrol og komfort. En kombination af sugespids, design og vakuum kontrol reducerer risikoen for vævstraumer. Atraumatiske aflastningshuller giver bedre sugning, forhindrer fastsugning, minimerer risiko for vævsskader. Håndtag kan udskiftes under operationen uden af frakoble slangen fra sugeenheden.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugesæt
Varemærke	Medena
Farve	Klar
Features	Yankauer, fire huls, finger kontrol hul, 25cm, slange 2m, steril
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 pk	58 cm	40 cm	42 cm	07395502091506
pk	50 stk	56 cm	38 cm	20 cm	07395502091490



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt