

Varenummer 1999915043

Sugeslange, 3,5m, hun/hun, riflet slange,
Ø6x8mm, steril



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med operationssug. OP-Flex operations sugehåndtag og sugesæt.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugeslange
Features	Hun/hun, riflet slange, Ø6x8mm, steril
Længde/dybde	3.5 m
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kII	40 stk	65 cm	35 cm	30.5 cm	07395502025549



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE