



Varenummer 1999915046

Strep A test, NADAL, til hurtigtest, kassette



Produktbeskrivelse

NADAL® Strep A-testen er en immunologisk hurtigtest til kvalitativ påvisning af gruppe A-streptokok-antigener i halspodninger. Med en testvarighed på kun 5 minutter og en enkel testevaluering, er NADAL® Strep A-testen ideel til at diagnosticere streptokokinfektioner. Kasette



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Produktbetegnelse | Strep A test |
| Varemærke | NADAL |
| Features | til hurtigtest, kassette |
| Certifikater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Selvtest |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|-------|-----|
| kll | 32 pk | 40 cm | 57 cm | 43 cm | |
| pk | 20 stk | 13.2 cm | 22.4 cm | 8 cm | |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.

