

Varenummer 1999915070

Sugesæt, 3,5m slange, steril, engangs



Produktbeskrivelse

Anvendes i forbindelse med operationssug. Tillader væsker at flyde frit, mens det opfanger debris. er ideel til knæ- og hoftealloplastikker og andre ortopædkirurgiske operationer, hvor der er betydelig mængder debris, knoglefragmenter og andet, der kan tilstoppe suget.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugesæt
Features	3,5m slange, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 pk	65 cm	38 cm	47 cm	
pk	20 stk	62.9 cm	36.7 cm	23 cm	07395502059414



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt