

Varenummer 1999915142

Sugeslange, CH 25, 200cm, med
fingertip, connecting tube, usteril



Produktbeskrivelse

Anvendes til opsugning af væske.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sugeslange
Størrelse	CH 25
Features	Med fingertip, connecting tube, usteril
Længde/dybde	200 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	50 stk	56.3 cm	31 cm	21.5 cm	07395502078309



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.