



Varenummer 1999915143

Sugeslange, CH 25, 200cm, med fingertip, connecting tube, steril**Produktbeskrivelse**

Anvendes til opsugning af væske.

STERILE**Specifikationer**

Produktbetegnelse	Sugeslange
Størrelse	CH 25
Features	Med fingertip, connecting tube, steril
Længde/dybde	200 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	50 stk	60 cm	34.7 cm	27.5 cm	07395502026379



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt