



Varenummer 1999915146

## Halskrave, Laerdal Stifneck, No Neck, til immobilisering af hals og nakke, barn



### Produktbeskrivelse

Anvendes til immobilisering af hals og nakke, sikrer god adgang for carotis puls kontrol, avancerede luftvejsprocedurer & visuel monitorering af trachea hul. Kompatibel med røntgen, MRI og CT scanner.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Halskrave
Varemærke	Laerdal
Vareserie	Stifneck
Model	No Neck
Features	Til immobilisering af hals og nakke, barn
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	57 cm	16.1 cm	2 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.