

Varenummer 1999915304

## Strep A test, NADAL, dipstick



### Produktbeskrivelse

NADAL Strep A test er en immunologisk hurtigtest til kvalitativ, præsumptiv påvisning af gruppe A-Streptococcus-antigener (Strep A) i humane podeprøver fra svælget. Testen er beregnet til at anvendes som en hjælp til diagnosticering af Strep-A-infektioner hos patienter, der udviser typiske symptomer herpå. Testen er udviklet udelukkende til professionel brug.

### Specifikationer

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Strep A test                                                 |
| Varemærke                        | NADAL                                                        |
| Features                         | Dipstick                                                     |
| Certifikater                     | CE                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Selvtest                                                     |
| Direktiver, lovgivning og regler | IVD Direktivet 98/79/EC                                      |
| Holdbarhed                       | I henhold til udløbsdato på emballagen                       |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Temperaturtolerance              | +2° C til +30° C.                                            |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.                                   |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                              |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN |
|-------|------------|---------|---------|--------|-----|
| pk    | 40 stk     | 23.3 cm | 13.5 cm | 8.5 cm |     |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.