



Varenummer 1999915335

## Dispenser, Vileda SafePlus Maxi, 244x184x213mm, mørkegrå, PP/silikone, med låg

- ✓ Til effektiv rengøring af højrisikoområder
- ✓ Kan evt. bruges til f.eks. operationsstuer og patientrum

### Produktbeskrivelse

SafePlus er et innovativt system, der tilbyder det højeste niveau af hygiejne. Denne dispenser kan bruges med SafePlus Maxi mikrofiberklude som kommer i en tætsiddende pose for sikker opbevaring.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Vileda
Vareserie	SafePlus Maxi
Sekundær farve	Mørkegrå
Features	Med låg
Materiale	PP, silikone
Længde/dybde	244 mm
Bredde	184 mm
Højde	213 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	80 cm	35 cm	57 cm	4023103224940