



Varenummer 1999915335

vileda
PROFESSIONAL

Dispenser, Vileda SafePlus Maxi, 244x184x213mm, mørkegrå, PP/silikone, med låg

- ✓ Til effektiv rengøring af højrisikoområder
- ✓ Kan evt. bruges til f.eks. operationsstuer og patientrum

Produktbeskrivelse

SafePlus er et innovativt system, der tilbyder det højeste niveau af hygiejne. Denne dispenser kan bruges med SafePlus Maxi mikrofiberklude som kommer i en tætsiddende pose for sikker opbevaring.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Vileda
Vareserie	SafePlus Maxi
Sekundær farve	Mørkegrå
Features	Med låg
Materiale	PP, silikone
Længde/dybde	244 mm
Bredde	184 mm
Højde	213 mm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	4 stk	80 cm	35 cm	57 cm	4023103224940