



Varenummer 1999915335

Dispenser, Vileda SafePlus Maxi, 244x184x213mm, mørkegrå, PP/silikone, med låg

- ✓ Til effektiv rengøring af højrisikoområder
- ✓ Kan evt. bruges til f.eks. operationsstuer og patientrum

Produktbeskrivelse

SafePlus er et innovativt system, der tilbyder det højeste niveau af hygiejne. Denne dispenser kan bruges med SafePlus Maxi mikrofiberklude som kommer i en tætsiddende pose for sikker opbevaring.

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Produktbetegnelse | Dispenser |
| Varemærke | Vileda |
| Vareserie | SafePlus Maxi |
| Sekundær farve | Mørkegrå |
| Features | Med låg |
| Materiale | PP, silikone |
| Længde/dybde | 244 mm |
| Bredde | 184 mm |
| Højde | 213 mm |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2023/988 |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|---------------|
| kl | 4 stk | 80 cm | 35 cm | 57 cm | 4023103224940 |