



Varenummer 1999915382

Kanyleboks, Sharpsafe, 450 ml, sort, med gult låg, lommemodel

Produktbeskrivelse

Anvendes til sikker opbevaring og bortskaffelse af skarpe genstande så som, kanyler, skalpelblade m.m.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kanyleboks
Varemærke	Sharpsafe
Farve	Sort
Features	Med gult låg, lommemodel
Materiale	PP
Rumindhold, brutto	450 ml
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	51.4 cm	45.6 cm	36 cm	5056271505299

