

Varenummer 1999915492

## Engangskateter, Infyna Chic, nelaton, CH 08, 14cm, coated, female



### Produktbeskrivelse

"Infyna Chic™ hydrofilt intermitterende kateter. Et hydrofilt kompakt kateter, designet i samarbejde med sundhedspersonale til at tilbyde en høj grad af diskretion til kvindelige kateterbrugere. Kateteret har et attraktivt design og er let at bruge. Kateteret/etuiet kan åbnes og lukkes med én hånd. Korrekt fasthed bidrager til kontaktfri indføring. Kateterets længde er med til at sikre, at blæren tømmes helt. Kateteret kan tilsluttes en standard urinopsamlingspose uden at fjerne det fra kabinettet. Etuiet lækker ikke, når det lukkes efter brug. PVC-fri, Hydrofil belægning"



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Infyna Chic
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 08
Features	coated, female
Længde/dybde	14 cm
Steriliseringsmetode	R
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	8 pk	0 cm	0 cm	0 cm	10610075072054
pk	30 stk	17.3 cm	15.1 cm	5.3 cm	00610075063574



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).