



Varenummer 1999915558

ABENA®

Underlag, ABENA Washable Underpads, 85x75cm, lyseblå, polyester/rayon/TPU

- ✓ Vaskbart absorberende underlag
- ✓ Øget brugerkomfort
- ✓ OEKO-TEX certificeret
- ✓ Åndbart og væsketæt materiale
- ✓ Sikkerhed og tryghed døgnet rundt
- ✓ Blødt og behageligt materiale
- ✓ Kan vaskes minimum 100 gange



Produktbeskrivelse

ABENA Washable Underpads anvendes primært som beskyttende underlag til senge og madrasser, så brugeren til enhver tid kan føle sig tryk og sikker. Underlaget er lavet i et vaskbart materiale, som tåler vasketemperaturer på op til 90°C. Derfor er lagenet en både praktisk og diskret løsning til inkontinente brugere, som ønsker ekstra beskyttelse. Underlaget har et væsketæt barrierelag, som forhindrer lækage. Samtidig er materialet åndbart og overfladen blød og behagelig, hvilket sikrer brugeren optimal komfort. Underlaget er designet med runde hjørner for at mindske slid i forbindelse med vask. ABENA Washable er tilgængelig i to specialversioner, med hhv. sidestykker eller håndtag. Vores underlag med sidestykker er særligt velegnet til aktive og urolige brugere, da sidestykkerne sikrer, at underlaget ikke flytter sig. Den anden version med håndtag i siderne er til gengæld yderst praktisk i de tilfælde, hvor der er behov for skiftende stillinger, da håndtagene gør det nemt at vende eller flytte brugeren i sengen.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Underlag
Varemærke	ABENA
Vareserie	Washable Underpads
Sekundær farve	Lyseblå
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Polyester, rayon, TPU
Længde/dybde	85 cm
Bredde	75 cm
Absorptionsevne	2000 ml
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Sørg for, at underlaget er placeret på madrassen med den blå side nedad. Sørg for at underlaget er helt glattet ud. Det anbefales, at produktet vaskes inden brug for at opnå optimal beskyttelse.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	36 stk	47 cm	28 cm	60 cm	5713571007044
stk	1 stk				5713571007037



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformaté Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



STANDARD 100

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.

