



Varenummer 1999915562

ABENA®

Underlag, ABENA Washable Underpads, 85x75cm, lyseblå, bomuld/polyester/ rayon/TPU, med flaps

- ✓ Høj absorberingsevne
- ✓ Vaskbart materiale, som tåler op til 95°C
- ✓ Sikkerhed og tryghed døgnet rundt
- ✓ Blødt og behageligt materiale



Produktbeskrivelse

ABENAs Washable Underpads med flapper anvendes som beskyttende underlag til senge og madrasser, så brugeren til enhver tid kan føle sig tryk og sikker. Underlaget er især velegnet til inkontinente brugere, som ønsker en ekstra, men samtidig diskret beskyttelse. Underlaget kan vaskes på temperaturer på helt op til 95°C. Underlaget har en absorberende overflade og en væsketæt bagside, som sammen med de forseglede sider giver lagnet en optimal beskyttelse mod lækage. Ud over at hjælpe til at skabe ro og tryghed, når man sidder eller ligger ned, er brugen af underlag med til at mindske risikoen for kontaminering. Samtidig sikrer underlaget en øget hygiejne. Overfladen er blød og behagelig og underlaget er åndbart, hvilket sikrer brugeren optimal komfort og mindsker hudgener. Samtidig har produktet runde hjørner for at mindske slid i forbindelse med vask. ABENA Washable med flapper sidestykker er særligt udviklet med henblik på aktive og urolige brugere. Sidestykkerne sikrer nemlig, at underlaget ikke flytter sig.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Underlag
Varemærke	ABENA
Vareserie	Washable Underpads
Sekundær farve	Lyseblå
Egenskaber	Med flaps
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Bomuld, polyester, rayon, TPU
Længde/dybde	85 cm
Bredde	75 cm
Absorptionsevne	2000 ml
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Produkt- eller teststandarder	ISO 11948-1
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	36 stk	70.6 cm	32.4 cm	46.9 cm	5713571007129
stk	1 stk				5713571007112



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.

