



Varenummer 1999915579

Diversey
A SCOLNEX COMPANY

Toiletrens, Diversey TASKI Sani Clonet W4f, 750 ml, med farve og parfume

Produktbeskrivelse

TASKI Sani Clonet er et klar-til-brug toiletrensemiddel til fjernelse af kalk og andre belægninger i toiletskåle og urinaler. Toiletrensen består af en effektiv kombination af 3 forskellige syrer, og har en ideel viskositet, som sikrer optimal vedhæftning på skrå og lodrette overflader. Leveres i brugervenlig flaske, som gør at toiletrensen nemt kan doseres under skyllekanten.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Toiletrens
Varemærke	Diversey
Vareserie	TASKI Sani Clonet W4f
Features	Med farve og parfume
pH-værdi (konc.)	2
Rumindhold, netto	750 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	21.9 cm	15.4 cm	30.1 cm	7615400037926



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.



Produktet er ætsende.



Produktet indeholder parfume.



Produktet indeholder farve.