



Varenummer 1999915823

Kaffe, BKI, instant, sticks, 1,5 g

### Produktbeskrivelse

BKI Instant kaffe er produceret af nøje udvalgte kaffebønner for en rund og fyldig kop kaffe med en indbydende crema. Kaffen har en fyldig smag med en dejlig aroma og afbalanceret eftersmag.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaffe
Varemærke	BKI
Features	Instant, sticks
Vægt, netto	1.5 g
Holdbarhed	24 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	38.9 cm	26.4 cm	9.6 cm	5701115693426