

Varenummer 1999915836

Engangskateter, HomeCath Ready, nelaton, CH 14, 40cm, coated, PVC-fri, steril

- ✓ Non-touch-greb sikre lettere indføring af kateteret. kateteret ligger i væske, så det er klar til brug.



Produktbeskrivelse

Homecath Ready er et hydrofilcoated, sterilt engangskateter, der ligger i væske - klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	HomeCath
Vareserie	Ready
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Coated, PVC-fri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPE
Længde/dybde	40 cm
Effektiv længde	36 cm
Steriliseringmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	150 stk	54.5 cm	32.6 cm	19.8 cm	28699415728348
pk	30 stk	51.2 cm	17.5 cm	6.4 cm	18699415728341
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.