

Varenummer 1999915836

Engangskateter, HomeCath Ready,  
nelaton, CH 14, 40cm, coated, PVC-fri



## Produktbeskrivelse

Homecath Ready er et hydrofilcoated, sterilt engangskateter, der ligger i væske - klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.



STERILE

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	HomeCath
Vareserie	Ready
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 14
Farve	Grøn
Features	Coated, PVC-fri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPE
Længde/dybde	40 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Brugsanvisning

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	5 pk	53 cm	32.4 cm	19 cm	8699415728344
pk	30 stk	51.6 cm	17.2 cm	6.4 cm	



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

Produktet er sterilt

STERILE