



Produktdatablad

Engangskateter 40 cm, hydrofilt coated, Nelaton, steril, CH 18

Varenummer: 1999915838



Varedeklaration

Forpakning: 30 stk pr. pakke. 5 pakker pr. kolli. Produktbetegnelse: Engangskateter. Varemærke: HomeCath. Vareserie: Ready. Holdbarhed: Ifølge udløbsdato. Farve: rød. Materiale: TPE. Features: coated, PVC-fri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: R. Størrelse: CH 18. Længde/dybde: 40 cm. Effektiv længde: 35,5 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Spidstype: nelaton. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Homecath Ready er et hydrofilcoated, sterilt engangskateter, der ligger i væske - klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring. Brugsanvisning: Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.