



Varenummer 1999915846

Engangskateter, HomeCath Ready, nelaton, CH 10, 20cm, coated, female, PVC-fri, steril

- ✓ Non-touch-greb sikre lettere indføring af kateteret. kateteret ligger i væske, så det er klar til brug.



Produktbeskrivelse

Homecath Ready er et hydrofilcoated, sterilt engangskateter, der ligger i væske - klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	HomeCath
Vareserie	Ready
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 10
Farve	Sort
Features	Coated, female, PVC-fri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPE
Længde/dybde	20 cm
Effektiv længde	16 cm
Steriliseringstype	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	150 stk	34 cm	32.5 cm	19.3 cm	28699415728430
pk	30 stk	31.2 cm	17.1 cm	6.5 cm	18699415728433
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).