



Varenummer 1999915847

## Engangskateter, HomeCath Ready, nelaton, CH 12, 20cm, coated, female, PVC-fri, steril

- ✓ Non-touch-greb sikre lettere indføring af kateteret. kateteret ligger i væske, så det er klar til brug.



### Produktbeskrivelse

Homecath Ready er et hydrofilcoated, sterilt engangskateter, der ligger i væske - klar til brug. Non-touch-grebet sikrer kontrol af katetret ved indføring uden berøring.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Engangskateter                                                                   |
| Varemærke                        | HomeCath                                                                         |
| Vareserie                        | Ready                                                                            |
| Spidstype                        | Nelaton                                                                          |
| Størrelse                        | CH 12                                                                            |
| Farve                            | Hvid                                                                             |
| Features                         | Coated, female, PVC-fri, steril                                                  |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Materiale                        | TPE                                                                              |
| Længde/dybde                     | 20 cm                                                                            |
| Effektiv længde                  | 16 cm                                                                            |
| Steriliseringstype               | R                                                                                |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | Ifølge udløbsdato                                                                |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Brugsanvisning

Klæbefeltet på bagsiden af forpakningen kan klæbes fast på en tør og glat overflade



Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|---------|---------|----------------|
| kll   | 150 stk    | 34.7 cm | 32.4 cm | 19.4 cm | 28699415728379 |
| pk    | 30 stk     | 32.1 cm | 17 cm   | 6.6 cm  | 18699415728372 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |                |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).