



Varenummer 1999915888

Undersøgelsesleje, Ecopostural, 188x62cm, sort, 2-delt, elektrisk inkl. papirulleholder og taburet, 43 noir



Produktbeskrivelse

Kørbart 2 delt elektrisk undersøgelsesleje med hvidt stel inklusiv næsehul og papirulleholder. fås i flere farver. Matchende taburet medfølger. Lejet er beregnet til at understøtte patienter under forskellige behandlinger og undersøgelser, og er konstrueret til at give optimal komfort og støtte. Højden kan justeres elektrisk ved hjælp af fodbøjlen som er placeret helen vejen rundt om lejet. Hovedgærdet justeres med gasfjeder fra -15° to +70°, hvilket gør det muligt at tilpasse lejet til forskellige behandlinger og undersøgelser. Lejet er dækket af en tyk og blød polstring, der er let at rengøre og desinficere. Lejet har en belastningskapacitet på op til 175 kg. Længde: 188 cm. Bredde: 62 cm. Højde: Justerbar fra 47 til 90 cm

Specifikationer

Produktbetegnelse	Undersøgelsesleje
Varemærke	Ecopostural
Farve	Sort
Features	2-delt, elektrisk inkl. papirulleholder og taburet, 43 noir
Længde/dybde	188 cm
Bredde	62 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	190 cm	65 cm	69 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.