



Varenummer 1999915894

## Steril undersøgelseshandske, Sempercare Velvet, XS, lavendelblå, nitril, pudderfri

- ✓ Elastisk og med god pasform
- ✓ God gennemfølgelsevne
- ✓ Gamma steriliseret
- ✓ Pudderfri og uden latexproteiner



### Produktbeskrivelse

Disse sterile undersøgelseshandsker er nitrilhandsker specielt udviklet til procedurer, der gør sterile handsker påkrævet. Handsken er pudderfri, elastisk og har en god pasform. Tekstureringen understøtter en god instrumenthåndtering både under tørre og våde arbejdsforhold. Handsken indeholder ingen latexproteiner.



### Specifikationer

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                    | Steril undersøgelseshandske                                                                |
| Varemærke                            | Sempercare                                                                                 |
| Vareserie                            | Velvet                                                                                     |
| Størrelse                            | XS                                                                                         |
| Sekundær farve                       | Lavendelblå                                                                                |
| Egenskaber                           | Rullet manchet                                                                             |
| Features                             | Pudderfri                                                                                  |
| Engangs/flergangs                    | Engangs                                                                                    |
| Materiale                            | Nitril                                                                                     |
| Længde/dybde                         | 240 mm                                                                                     |
| Tykkelse                             | 0,12 +/-0,01 mm                                                                            |
| Certifikater                         | CE. MD.                                                                                    |
| CE-kategori (personligt værnemiddel) | CAT III                                                                                    |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)         | Klasse Is                                                                                  |
| Produkt- eller teststandarder        | AQL 0.65, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 |
| Direktiver, lovgivning og regler     | (EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745                                                           |
| Holdbarhed                           | 3 år                                                                                       |
| Opbevaringsinstruktioner             | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.                                                |
| Bortskaffelse af produkt             | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.           |
| Bortskaffelse af emballage           | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.           |

### Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem.

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl    | 300 par    | 48 cm   | 29 cm   | 26.5 cm | 9001570540096 |
| pk    | 50 par     | 15.5 cm | 13.5 cm | 25 cm   | 9001570540089 |
| par   | 1 par      |         |         |         |               |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Handsken er 240 mm lang.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet er sterilt



Handsken har en fingerstruktureret overflade.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

