



Produktdatablad

Undersøgelseshandsker, nitril, længde 240 mm, par, steril, Str. M

Varenummer: 1999915896



Varedeklaration

Forpakning: 50 Par pr. Pakke, 4 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Steril undersøgelseshandske. Varemærke: Sempercare. Vareserie: Velvet. Holdbarhed: 3 år. Sekundær farve: lavendelblå. Materiale: nitril. Egenskaber: rullet manchete. Features: puddefri. Engangs/flergangs: engangs. Størrelse: M. Længde/dybde: 230 mm. Tykkelse: 0,12 +/- 0,01 mm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. Produkt- eller teststandarder: AQL 0.65, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 455, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Is. CE-kategori (personligt værnemiddel): CAT III. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Disse sterile undersøgelseshandsker er nitrilhandsker specielt udviklet til procedurer, der gør sterile handsker påkrævet. Handsken er puddefri, elastisk og har en god pasform. Tekstureringen understøtter en god instrumenthåndtering både under tørre og våde arbejdsforhold. Handsken indeholder ingen latexproteiner. Brugsanvisning: Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.