



Varenummer 1999915903

Steril undersøgelsehandske, Sempercare Edition IC, L, nature, latex, pudderfri

- ✓ Tekstureret overflade
- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølgelsevne



Produktbeskrivelse

Latexhandske til procedurer, hvor sterile handske er påkrævet. Handskerne er fremstillet af naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Handsken er pudderfri, elastisk og har en god pasform. Tekstureringen understøtter en god instrumenthåndtering, både under tørre og våde arbejdsforhold.



Specifikationer

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Steril undersøgelsehandske |
| Varemærke | Sempercare |
| Vareserie | Edition IC |
| Størrelse | L |
| Farve | Nature |
| Egenskaber | Rullet manchet |
| Features | Pudderfri |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | Latex |
| Længde/dybde | 240 cm |
| Tykkelse | 0,24 +/- 0,01 mm |
| Certifikater | CE. MD. |
| CE-kategori (personligt værnemiddel) | CAT III |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Produkt- eller teststandarder | AQL 1.5, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus |
| Direktiver, lovgivning og regler | (EU) 2016/425, MDR (EU) 2017/745 |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt handsker uden latex. Indeholder latexproteiner. |
| Holdbarhed | 3 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Handsken er ikke længere steril efter åbning.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 240 par | 48.4 cm | 28.9 cm | 26.6 cm | 9001570514851 |
| pk | 40 par | 26.3 cm | 16.7 cm | 14.1 cm | 9001570514844 |
| par | 1 par | | | | |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.



Handskenen er 240 mm lang.



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet er sterilt



Handskenen har en fuldt struktureret overflade.



Standarden 374-1:2016/Type B specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.



Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelsehandsker.

