



Varenummer 1999915903

Steril undersøgelsehandske, Sempercare Edition IC, L, nature, latex, pudderfri

- ✓ Tekstureret overflade
- ✓ Elastisk
- ✓ God pasform
- ✓ God gennemfølgelsevne

Produktbeskrivelse

Latexhandske til procedurer, hvor sterile handske er påkrævet. Handskerne er fremstillet af naturgummi og har et lavt indhold af latexproteiner. Handsken er pudderfri, elastisk og har en god pasform. Tekstureringen understøtter en god instrumenthåndtering, både under tørre og våde arbejdsforhold.



Specifikationer

| | |
|--------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Steril undersøgelsehandske |
| Varemærke | Sempercare |
| Vareserie | Edition IC |
| Størrelse | L |
| Farve | Nature |
| Egenskaber | Rolled cuff |
| Features | Pudderfri |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Materiale | Latex |
| Længde/dybde | 240 mm |
| Tykkelse | 0,24 +/- 0,01 mm |
| CE-kategori (personligt værnemiddel) | CAT III |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Produkt- eller teststandarder | EN 374-5:2016 VIRUS, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-4:2013, AQL 1.5, EN 455 |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt handske uden latex. Indeholder latexproteiner. |
| Holdbarhed | 3 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |

Brugsanvisning

Undersøg handskerne for fejl og defekter, inden du bruger dem. Handsken er ikke længere steril efter åbning.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 240 par | 48.4 cm | 28.9 cm | 26.6 cm | 9001570514851 |
| pk | 40 par | 26.3 cm | 16 cm | 13.8 cm | 9001570514844 |
| par | 1 par | | | | |

Produktet indeholder latex.

Handsken har en fuldt struktureret overflade.

Handsken er 240 mm lang.

Produktet er kun til engangsbrug.

Produktet er sterilt

EN374-5:2016

Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.

374-1:2016/Type B

Standarden specificerer kravene til beskyttelsehandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.

EN 455

EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

