



Varenummer 1999915921

Mopstativ til lommemoppe, TenTax, 130 cm, inkl. skaft

- ✓ ErgoBind drejeligt led
- ✓ Letvægtsstativ
- ✓ Til lommemoppe

Produktbeskrivelse

Praktisk flexstativ, der anvendes med tilhørende mopper. Stativet er let og velegnet til mopning med akryl mopper.



DRY

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mopstativ til lommemoppe
Varemærke	TenTax
Model	System størrelse 130
Features	130 cm, inkl. skaft
Længde/dybde	130 cm
Bredde	9 cm
Vægt, netto	1200 g
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Metal
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	180 cm	9.5 cm	9.5 cm	



DRY

Produktet kan bruges under tørre forhold.