



Varenummer 1999915984

Mononukleosetest, NADAL, sæt med 20 stk.



Produktbeskrivelse

NADAL® Mononucleosis Test er en hurtig, kromatografisk immunanalyse til kvalitativ påvisning af heterofile antistoffer mod Epstein-Barr-virus (EBV) i humant fuldblod, serum eller plasma. Testen er beregnet til at blive brugt som en hjælp til diagnosticering af infektiøs mononukleose (IM) og er kun beregnet til professionel brug.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Mononukleosetest
Varemærke	NADAL
Features	Sæt med 20 stk.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	1 pk	23.5 cm	13.5 cm	8 cm	4250387347090



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.