



Varenummer 1999916058

## Pedalspand, Wesco Big Double Boy, mandel, 2-rums, 2x18 l, med soft close låg, til kildesortering

- ✓ 2 affaldsfraktioner
- ✓ ekstra bred pedal i rustfri stål
- ✓ soft close låg

### Produktbeskrivelse

Smart og let anvendelig pedalspand fra Wesco, der er opdelt i 2 fraktioner á 18 liter, der er ideel til en nem og hurtigt kildesortering for brugeren. Pedalspanden har en ekstra bred pedal i rustfri stål, som gør den nem at åbne. Det integrerede soft close låg betyder at låget lukker stille og lydløst i efter brug. Låget kan også fastgøres i en åben position, hvilket gør det nemmere at tømme og rengøre inderspandene i plast. Denne model fås i flere farver.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	Wesco
Vareserie	Big Double Boy
Sekundær farve	Mandel
Features	Med soft close låg, til kildesortering
Længde/dybde	34.5 cm
Bredde	40.5 cm
Højde	65 cm
Vægt, brutto	6.97 kg
Rumindhold, brutto	36 l
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	2x18 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	44 cm	38.4 cm	68.8 cm	



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.



Affaldsspand med blødt luk.

