



Varenummer 1999916234

Pedalspand, EKO Serene, platinum, rustfrit stål, 1-rums, 20 l, med plast inderspand og soft close

- ✓ Flot detalje på pedalen
- ✓ Simpel
- ✓ Soft close låg
- ✓ Plast inderspand

Produktbeskrivelse

Simpel pedalspand med soft close låg der lukker stille og lydløst i efter brug. Pedalspanden er udstyret med en inderspand i plast, der gør det nemt at tømme beholderen, samt at rengøre den. Bemærk den flotte detalje på pedalen, som kendetegner EKO Serene pedalspandene. Serene pedalspandene kan desuden fås i flere farver og størrelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	EKO
Vareserie	Serene
Sekundær farve	Platinum
Features	Med plast inderspand og soft close
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	29.2 cm
Bredde	36.6 cm
Højde	45.5 cm
Vægt, brutto	2.5 kg
Rumindhold, brutto	20 l
Antal rum	1-rums
Volumen af rum	20 l

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	63 cm	33 cm	48 cm	



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.