



Varenummer 1999916295

Pedalspand, EKO Serene, platinum, stål, 5 l, med plast inderspand og soft close

- ✓ Flot detalje på pedalen
- ✓ Simpel
- ✓ Soft close låg
- ✓ Plast inderspand

Produktbeskrivelse

Simpel pedalspand med soft close låg der lukker stille og lydløst i efter brug. Pedalspanden er udstyret med en inderspand i plast, der gør det nemt at tømme beholderen, samt at rengøre den. Bemærk den flotte detalje på pedalen, som kendetegner EKO Serene pedalspandene. Serene pedalspandene kan desuden fås i flere farver og størrelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	EKO
Vareserie	Serene
Sekundær farve	Platinum
Features	Med plast inderspand og soft close
Materiale	Stål
Længde/dybde	26.5 cm
Bredde	20.3 cm
Højde	29 cm
Diameter	20.3 cm
Vægt, brutto	1.1 kg
Rumindhold, brutto	5 l
Volumen af rum	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	21 cm	21 cm	30 cm	8713631712403



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.

