



Varenummer 1999916298

Pedalspand, EKO Serene, platinum, stål, 8 l, med plast inderspand og soft close

- ✓ Flot detalje på pedalen
- ✓ Simpel
- ✓ Soft close låg
- ✓ Plast inderspand

Produktbeskrivelse

Simpel pedalspand med soft close låg der lukker stille og lydløst i efter brug. Pedalspanden er udstyret med en inderspand i plast, der gør det nemt at tømme beholderen, samt at rengøre den. Bemærk den flotte detalje på pedalen, som kendetegner EKO Serene pedalspandene. Serene pedalspandene kan desuden fås i flere farver og størrelser.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Pedalspand
Varemærke	EKO
Vareserie	Serene
Sekundær farve	Platinum
Features	Med plast inderspand og soft close
Materiale	Stål
Længde/dybde	30 cm
Bredde	22.6 cm
Højde	35.5 cm
Diameter	22.6 cm
Vægt, brutto	1.49 kg
Rumindhold, brutto	8 l
Volumen af rum	8 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	50.5 cm	50.5 cm	43 cm	



Affaldsspand med blødt luk.



Affaldsspand med en indre plastforing.

