



Varenummer 1999916351

Hygiejnebeholder, Brabantia Touch bin, hvid, rustfrit stål, 3 l, plast inderspand, soft close, forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering

- ✓ Stilrent design
- ✓ God kvalitet
- ✓ Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads

Produktbeskrivelse

Flot løsning til badeværelset. Kan bruges til hygiejneaffald, ansigtsservietter, vatpinde osv. Den aftagelige inderspand gør tømning enkel. Den er forberedt til vægmontering.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Hygiejnebeholder
Varemærke	Brabantia
Vareserie	Touch bin
Farve	Hvid
Features	Plast inderspand, soft close, forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	18 cm
Bredde	18.4 cm
Højde	28 cm
Diameter	18 cm
Vægt, brutto	0.955 kg
Rumindhold, brutto	3 l
Volumen af rum	3 l
Inkluderet tilbehør	Materiale til vægmontering.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	18.5 cm	18.5 cm	29 cm	



Affaldsspand til vægmontering med inkluderede materialer.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspand med blødt luk.