



Varenummer 1999916351

## Hygiejne beholder, Brabantia Touch bin, hvid, rustfrit stål, 3 l, plast inderspand, soft close, forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering

- ✓ Stilrent design
- ✓ God kvalitet
- ✓ Kan vægmonteres, hvilket frigør gulvplads

### Produktbeskrivelse

Flot løsning til badeværelset. Kan bruges til hygiejneaffald, ansigtsservietter, vatpinde osv. Den aftagelige inderspand gør tømning enkel. Den er forberedt til vægmontering.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Hygiejne beholder
Varemærke	Brabantia
Vareserie	Touch bin
Farve	Hvid
Features	Plast inderspand, soft close, forberedt til vægmontering inkl. materiale til montering
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	18 cm
Bredde	18.4 cm
Højde	28 cm
Diameter	18 cm
Vægt, brutto	0.955 kg
Rumindhold, brutto	3 l
Volumen af rum	3 l
Inkluderet tilbehør	Materiale til vægmontering.
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	18.5 cm	18.5 cm	29 cm	



Affaldsspand til vægmontering med inkluderede materialer.



Affaldsspand med en indre plastforing.



Affaldsspand med blødt luk.